

### Produktinformation

Die QuintBox ist wie eine QuintStation im Taschenformat. Sie kann bis zu fünf Anwendungsprogramme digital speichern und ist damit der perfekte persönliche Energie-Begleiter für Ihren Klienten.

Sie können die QuintBox entsprechend den Ergebnissen der energetischen Analyse individuell für Ihren Klienten programmieren und ihn so für verschiedene Alltagssituationen mit seinen speziellen Schwingungsprogrammen zur Energieoptimierung versorgen – z.B. für Arbeit, Sport, Entspannung, Schlaf,....

Aber auch Sie als Therapeut kommen energiereicher durch den Tag, wenn Sie eine QuintBox mit Ihren persönlichen Holopathie-Vektoren tragen. Das bestätigen uns unsere Anwender immer wieder und ist auch durch energetische Analysen belegbar.

### Funktionsprinzip

Die QuintBox kann bis zu fünf Anwendungsprogramme digital speichern und in analoger Form (also in der Form, die der Körper benötigt) wiedergeben. Dazu sendet sie permanent ein schwaches elektromagnetisches Feld aus, auf das sie die Schwingungsinformationen aus den intern gespeicherten Anwendungsprogrammen überlagert.

Sowohl die Elektronik als auch die Software beruhen auf dem richtungsweisenden Energiemodell der Holopathie sowie auf Erkenntnissen des deutschen Physikers *Burkhard Heim*.

Programmieren Sie mithilfe der Software *QuintSpectrum* die Box individuell für jeden Klienten – ausgehend von den Ergebnissen der vorangegangenen energetischen Analyse. Da die QuintBox auf Digitaltechnik beruht, bleiben die gespeicherten Anwendungsprogramme für unbegrenzte Zeit ohne Qualitätseinbußen erhalten. Aus dem gleichen Grund kann die QuintBox – anders als konventionelle Schwingungsträger wie Flüssigkeiten, Globuli oder Magnetpellets – auch komplexe Anwendungsprogramme wiedergeben, die aus der zeitlichen Abfolge unterschiedlicher Optimierungsschritte bestehen – so genannte *Optimierungssequenzen*.



QuintBox


### Anwendung

Der Klient wählt das gewünschte Anwendungsprogramm und trägt die eingeschaltete QuintBox tagsüber in unmittelbarer Körpernähe, am besten an einem Halsband (Sonnenflechtnähe!) oder auch in der Hosentasche. Nachts hat sich die Anwendung unter dem Kopfkissen bewährt. Durch die geringe Reichweite (ca. 15 cm) ist es auch kein Problem, wenn mehrere Familienmitglieder QuintBoxen mit unterschiedlichen Programmen verwenden. Die QuintBox besitzt einen Timer und stellt sich nach der gewählten Laufzeit automatisch ab.

Es empfiehlt sich, die Anwendungsprogramme auf der Box in periodischen Abständen nachzujustieren - je nach Art der Anwendungsprogramme haben sich Wiederbestellintervalle von drei bis acht Wochen in der Praxis bewährt.

Aufgrund der Gesetzeslage geben wir folgenden Hinweis: Diese Information ist für medizinische Fachkreise bestimmt. Die beschriebenen Prinzipien, Verfahren und Geräte beruhen zum Teil auf unseren eigenen Thesen, zum Teil auf allgemein praktizierten Vorgangsweisen naturheilkundlicher und energiemedizinischer Richtungen. Sie sind sämtlich schulmedizinisch nicht anerkannt und daher nicht geeignet für eine medizinische Diagnose oder Therapie. Die Anwendung kann eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen. Die Wirkung ist wissenschaftlich nicht erwiesen.





Grundprinzip der Informationsübertragung mit der QuintBox

## Funktionen

- Frei programmierbares digitales Gerät zur mobilen, persönlichen Energieoptimierung für den Klienten
- Programmierung mittels der Software QuintSpectrum (USB-Anschluss)
- Batteriebetrieben (1 x AAA, 1,5 V)
- Fünf Anwendungsprogramme können abgespeichert werden
- Komplexe Abfolgen von Optimierungsschritten möglich (*Optimierungssequenzen*)
- Programmauswahl durch den Anwender direkt am Gerät
- Laufzeit-Vorwahl 1h, 2h, 4h, 8h, unendlich – Gerät schaltet bei Programmende automatisch ab

## Vorteile

- Basiert auf dem einzigartigen Energiemodell der Holopathie, einem völlig neuen Konzept der Bioenergetik
- Kann ideal mit vorhandenen energetischen Testmethoden kombiniert werden (EAV, RAC, Biotensor)
- Individuell für den Klienten programmierbar
- Qualität der Schwingungsinformation bleibt dank Digitaltechnik unbegrenzt erhalten
- *Kein* Radionik-System – arbeitet mit echt gescannten Substanzspektren, die elektromagnetisch auf den Klienten übertragen werden
- Klein und leicht, angenehm zu tragen – Halsband und Gürtelclip inkludiert
- Langjährig erprobt – bereits die dritte Gerätegeneration
- Ideal kombinierbar mit QuintStation 515/315/115, QuintChip, QuintDrink, QuintBox-T
- Extrem einfache und rasche Anwendung, hervorragende Akzeptanz durch Klienten
- Kostenloser Support über Telefon, E-Mail und Internet-Forum
- Verkauf oder Mietmodell für Klienten möglich, attraktive Zusatzeinnahmen
- Optimale Klientenbindung durch regelmäßige Wiederbestellung zur Neuprogrammierung der QuintBox



Software-Assistent zur QuintBox-Programmierung

