



## ENERGIE EINFACH TRINKEN

### Produktinformation

**Kann Wasser Informationen speichern? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft seit geraumer Zeit. Während die meisten Wissenschaftler dieses Konzept strikt ablehnen, ist es in der energetischen Medizin schon seit langem gang und gäbe. Das zeigen nicht zuletzt immer mehr am Markt erhältliche Geräte zur energetischen „Wasserbelebung“.**

**Das QuintDrink-Gerät ist *unser* Beitrag zu dieser Diskussion. Unserer Meinung und unseren Erfahrungen nach kann dieses Gerät energetische Informationen auf Flüssigkeiten übertragen. Viele unserer Anwender setzen QuintDrink ergänzend zur energetischen Optimierung in ihren Praxen ein und haben damit hervorragende Erfahrungen gemacht.**

### Funktionsprinzip

Das QuintDrink-Gerät überträgt Frequenzmuster von Substanzen und ganze Anwendungsprogramme elektromagnetisch auf Flüssigkeiten. Dazu verwendet es das bewährte Verfahren der Holopathie zur Schwingungsübertragung, nämlich schwache magnetische und elektromagnetische Felder. Auf diese Trägerwelle moduliert das QuintDrink-Gerät die Schwingungsinformationen.

Sowohl die Elektronik als auch die Software des Geräts beruhen auf dem richtungweisenden Energiemodell der Holopathie sowie auf Erkenntnissen des deutschen Physikers *Burkhard Heim*.

### Anwendung

Das QuintDrink-Gerät hat fünf fertige, auf Knopfdruck abrufbare Anwendungsprogramme digital abgespeichert, mit denen wir in verschiedenen Alltagssituationen als energetische Basis-Unterstützung positive Erfahrungen gemacht haben. In diese Programme ist das ganze Know-how und die Erfahrung des Holopathie-Begründers Dr. Christian Steiner eingeflossen.

Zusätzlich – und das ist einzigartig am Markt! – können Sie das QuintDrink-Gerät mit selbst erstellten Chipkarten individuell für Ihren Klienten programmieren, normalerweise aufbauend auf den Ergebnissen einer vorhergehenden energetischen Analyse. Selbstverständlich können Sie aber auch zusätzlich alle Substanzen und Anwendungsprogramme der Software QuintSpectrum beliebig kombinieren.




QuintDrink



QuintCards

Aufgrund der Gesetzeslage geben wir folgenden Hinweis: Diese Information ist für medizinische Fachkreise bestimmt. Die beschriebenen Prinzipien, Verfahren und Geräte beruhen zum Teil auf unseren eigenen Thesen, zum Teil auf allgemein praktizierten Vorgangsweisen naturheilkundlicher und energiemedizinischer Richtungen. Sie sind sämtlich schulmedizinisch nicht anerkannt und daher nicht geeignet für eine medizinische Diagnose oder Therapie. Die Anwendung kann eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen. Die Wirkung ist wissenschaftlich nicht erwiesen.





Substanzwiedergabe

## Die Anwendung ist äußerst einfach:

1. Stellen Sie das Getränk auf die Applikatorplatte des QuintDrink-Geräts
2. Wählen Sie das gewünschte Programm oder stecken Sie eine programmierte Chipkarte in den Leseschlitz
3. Drücken Sie die Start-Taste
4. Das Gerät schaltet nach 10 Sekunden automatisch ab

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Energie-Optimierung der Klienten durch das regelmäßige Trinken von Wasser, das mit dem QuintDrink-Gerät behandelt wurde, eindeutig unterstützt werden kann. Es macht eben einen Unterschied, ob nur wenige Tropfen eingenommen werden – wie bisher in der Energiemedizin generell üblich –, oder mehr als ein halber Liter.

Aber auch finanziell ist das QuintDrink-Gerät in jedem Fall ein Gewinn für Sie: Entweder vermitteln Ihrem Klienten ein QuintDrink-Gerät oder Sie stellen es ihm auf Mietbasis zur Verfügung. In jedem Fall haben Sie durch die periodisch erforderliche Neuprogrammierung der Chipkarten ein interessantes Zusatzeinkommen und eine optimale Klientenbindung.

## Funktionen

- Frei programmierbares digitales Gerät zur individuellen Übertragung elektromagnetischer Schwingungsspektren auf Flüssigkeiten
- Fünf eingebaute Anwendungsprogramme
- Optional: Programmierung mittels der Software QuintSpectrum über Chipkarte (Kartenleser mit USB-Anschluss)
- Programmdauer 10 Sekunden (konzipiert für 1l Flüssigkeit) – Gerät schaltet bei Programmende automatisch ab

## Vorteile

- Basiert auf dem einzigartigen Energiemodell der Holopathie, einem völlig neuen Konzept der Bioenergetik
- *Kein* Radionik-System – arbeitet mit echt gescannten Substanzspektren, die elektromagnetisch auf die Flüssigkeit übertragen werden
- Individuell für den Klienten programmierbar (Chipkarte)
- Ideal kombinierbar mit QuintStation 515/315/115, QuintBox, QuintBox-T und QuintChip
- Verkauf oder Mietmodell für Klienten möglich, attraktive Zusatzeinnahmen
- Optimale Klientenbindung durch regelmäßige Wiederbestellung (Neuprogrammierung der Chipkarte)

