



ENERGIE-CHIP INDIVIDUELL PROGRAMMIERT

Produktinformation

Ein energetisches Optimierungsverfahren ist nur dann wirklich vollständig, wenn es auch die Möglichkeit bietet, jedem Klienten „seine“ Schwingungen mit nach Hause zu geben – als permanente „energetische Erinnerung“ an die wohltuende Optimierungssitzung in der Praxis des Therapeuten.

Neben der QuintBox und dem QuintDrink-Gerät bietet die Holopathie hier auch den *QuintChip* an – ein magnetisches Pellet mit Kunststoff-Ummantelung, das – entsprechend unseren Erfahrungen – mit energetischen Informationen „geprägt“ werden kann. Klingt esoterisch – ist es aber nicht!

Viele unserer Anwender setzen den *QuintChip* ergänzend zur energetischen Optimierungssitzung in ihren Praxen ein und sind damit sehr zufrieden.

Funktionsprinzip

Das Prinzip, energetische Informationen auf magnetisches Material aufzuprägen, ist naturwissenschaftlich (noch) nicht erklärbar und dementsprechend umstritten. Andererseits wurden damit nicht nur in der Holopathie, sondern auch in anderen bioenergetischen Richtungen sehr positive Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus haben wir beispielsweise bei der Anwendung dieses Prinzips in der Rinderzucht erstaunliche Effekte beobachtet.

Das Funktionsprinzip des *QuintChip*-Geräts beruht auf den Erkenntnissen des Holopathie-Begründers *Dr. Christian Steiner*. Es erzeugt ein Magnetfeld als Trägermedium für die Substanzschwingungen aus dem Computer. Wird nun ein *QuintChip* in den Programmierspalt des Geräts gesteckt, übertragen sich – gemäß dem Konzept Christian Steiners – die Informationen aus dem Trägerfeld auf den Chip. Der Chip ist nun sozusagen energetisch „geprägt“ und kann eben diese energetischen Informationen eine bestimmte Zeit lang mit seinem eigenen Magnetfeld wieder abgeben.

Anwendung

Mit dem *QuintChip*-Gerät können Sie *QuintChips* selbst energetisch programmieren – einfach, kostengünstig und individuell für Ihren Klienten. Normalerweise gehen Sie dabei von den Ergebnissen einer vorhergehenden energetischen Analyse aus, Sie können aber natürlich auch *alle* Substanzen und Anwendungsprogramme der Software *QuintSpectrum* beliebig kombinieren.


Stecken Sie dazu einfach den Chip in den Programmierspalt des *QuintChip*-Geräts, wählen Sie das gewünschte Anwendungsprogramm am Computer und drücken Sie die Start-Taste. Die Prägung dauert nur eine Minute, das Gerät schaltet danach automatisch ab.



QuintChips mit bunten Silikon-Überzügen

Aufgrund der Gesetzeslage geben wir folgenden Hinweis: Diese Information ist für medizinische Fachkreise bestimmt. Die beschriebenen Prinzipien, Verfahren und Geräte beruhen zum Teil auf unseren eigenen Thesen, zum Teil auf allgemein praktizierten Vorgangsweisen naturheilkundlicher und energiemedizinischer Richtungen. Sie sind sämtlich schulmedizinisch nicht anerkannt und daher nicht geeignet für eine medizinische Diagnose oder Therapie. Die Anwendung kann eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen. Die Wirkung ist wissenschaftlich nicht erwiesen.





Grundprinzip der Informationsübertragung mit QuintChip

Der Klient sollte den Chip den ganzen Tag an einem Halsband tragen, kann ihn aber auch auf bestimmte Akupunkturpunkte aufkleben. Der QuintChip wird von den Klienten sehr gut akzeptiert – viele fühlen sich damit deutlich wohler.

Nach unseren Erfahrungen ist die energetische Prägung ungefähr drei Monate haltbar, danach sollten Sie den Chip neu programmieren. Dies ist beliebig oft möglich. Die Klienten sollten die Chips nicht untereinander austauschen oder abwechselnd verwenden – und zwar nicht nur aus hygienischen, sondern auch aus energetischen Gründen. Jeder Klient sollte also seinen eigenen, persönlichen Chip bekommen.

Der QuintChip ist äußerst pflegeleicht und robust. Sein Entwurf stammt vom renommierten österreichischen Designer Kai Stania. Ein wechselbarer y-förmiger Silikonüberzug in verschiedenen Farben sorgt für die problemlose Unterscheidbarkeit der Chips, z.B. innerhalb einer Familie.

Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Energie-Optimierung der Klienten durch das Tragen eines QuintChip in vielen Fällen unterstützt werden kann. Aber auch finanziell ist der QuintChip in jedem Fall ein Gewinn für Sie: Gegen eine nur geringe Einmal-Investition überlassen Sie dem Klienten ein Medium, das für lange Zeit immer wieder energetisch aktualisiert werden kann. Sie selbst profitieren dann durch die periodisch erforderliche Wiederbestellung zur Neuprogrammierung des Chips und damit von einer optimalen Klientenbindung.

Funktionen

- Energetische Prägung („Programmierung“) des Chips erfolgt mittels QuintChip-Gerät
- Erfordert Software QuintSpectrum
- Programmierdauer: 1 Minute – Gerät schaltet bei Programmende automatisch ab
- Chips sind unbegrenzt oft neu programmierbar
- Haltbarkeit der Prägung ca. 3 Monat

Vorteile

- Basiert auf dem einzigartigen Energiemodell der Holopathie, einem völlig neuen Konzept der Bioenergetik
- *Kein* Radionik-System – arbeitet mit echt gescannten Substanzspektren, die elektromagnetisch auf den Chip übertragen werden
- Individuell für den Klienten programmierbar
- Ideal kombinierbar mit QuintStation 515/315/115, Quintbox und QuintDrink
- Kostengünstig, nur geringe Einmal-Investition für den Klienten
- Optimale Klientenbindung durch regelmäßige Wiederbestellung (Neuprogrammierung des Chips)

